

1. PRINCIPE DU TEST



3 plaquettes par enveloppe + bâtonnets pour le prélèvement
Sur chaque plaquette =
2 prélèvements (cadre A et B) par selle sur 3 jours différents



A l'aide d'un des bâtonnets fournis, prélevez un fragment de **la taille d'une lentille** et déposez-le dans le cadre A, **sans déborder**



Avec un autre bâtonnet prélevez un autre fragment **à un endroit différent de la selle** et déposez-le dans le cadre B

2. PRÉLÈVEMENT



Ouvrez le rabat de la FACE AVANT de la plaquette



Fermez le rabat de la plaquette et **écrivez la date du prélèvement**.
Laissez sécher la plaquette dans un endroit sec



Le prélèvement de selle s'effectue dans un endroit propre et sec, sans contact avec l'eau des toilettes, sans urine.

Renouvelez l'opération de manière identique sur les 2 selles suivantes



Utilisez par exemple un sac plastique, que vous posez dans les toilettes et rabattez la lunette... vous pouvez aussi utiliser une bassine ou tout autre récipient adapté, etc.




Juste avant l'expédition placez les 3 plaquettes dans la pochette plastique

Attention : Ne pas dépasser 8 jours entre le premier et le dernier prélèvement.

3. EXPÉDITION



Fermez la pochette plastique contenant les 3 plaquettes et remplissez le formulaire



Glissez la pochette plastique et le formulaire dans l'enveloppe, postez rapidement l'enveloppe sans la timbrer



4. RESULTATS

Après lecture, vous-même et votre médecin (si indiqué sur le formulaire) serez informés par courrier du résultat du test :

- Si le test est négatif, votre médecin vous invitera à recommencer le test dans 2 ans
- Si le test est positif, il est indispensable de faire une coloscopie pour rechercher l'origine du saignement


NOTE

Pour faire bénéficier votre entourage de ce test (entre 50 et 74 ans) ou pour tout renseignement, téléphonez à : **APREMAS au 04 92 297 281**



MODE D'EMPLOI

Vous avez reçu une invitation Aprémas. Collez les étiquettes code-barre aux endroits indiqués ci-dessous



1. Sur la fiche d'identification, complétez les cadres 1 et 2



2. Sur chaque plaquette



3. Sur la pochette plastique

RECOMMANDATIONS

- **Les femmes NE DOIVENT PAS faire le test pendant la période des règles**
- **Aucun régime alimentaire n'est nécessaire, vous pouvez continuer à prendre vos médicaments habituels**